



C3 PROZESS- UND
ANALYSENTECHNIK

PRODUKTINFORMATION

THINKY ARM-310

Das günstige Einstiegsgerät

Planetary Centrifugal Mixer
THINKY MIXER
ARM-310CE



Reproducibility, Homogeneity, Effectivity by 400G

- Mixing a wide range of materials from low to high viscosity
- Shortening the time for mixing and improving overall working process
- Compatible with 3 ml – 300 ml syringe/container
- 70 standard container, 30 standard adapters
- Custom-made adapters available fits your container

Max. gross
weight


310g

Standard
container

300 ml
resin
container

150 adapters

More than 150 custom-made adapters
manufactured annually



30000 units

More than 30000 Thinky Mixers used worldwide

Specifications

Product Name	Planetary centrifugal mixer "THINKY MIXER"	Maximum Capacity	310g
Model	ARM-310 CE	Standard Container	300 ml resin container
System	Planetary, propeller-less mixing	Power Supply	Voltage Single-phase AC230 V \pm 10%, 50 Hz
Operation Time Setting	Timer setting range: 0 s to 30 min in 1 s increments	Power Consumption	Approx. 50 VA (standby) Max 900 VA (operation)
Programming Function	STD mode: 5 memories with 1 step STEP mode: 5 memories with 5 steps	Operating Environment	10 to 35 °C, 35 to 85 % RH (without condensation)
Revolution speed (rpm)	STD mode (2000 rpm fixed) STEP mode (0, 200-2000 rpm)	Unit Dimensions	H390 x W300 x D340 (mm)
Rotation Speed (rpm)	Max. 800 rpm	Unit Weight	Approx. 21 kg

Product appearance/specifications may change without notice.

THINKY CORPORATION

Headquarters: 2-16-2 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021
Phone : +81-3-5207-2713 Fax : +81-3-5289-3281

THINKY USA Inc. : 23151 Verdugo Drive, Suite 112 Laguna Hills, CA92653, USA

THINKY CHINA: East building, HaiAn Kafunuo Mansion, Shennan road,
Qianhai road, Nanshan district, Shenzhen

<http://www.thinkymixer.net/>

Email: info@thinkymixer.net

Sales agent DE, AT, CH:



**C3 PROZESS- UND
ANALYSETECHNIK**

Peter-Henlein-Str. 20
D-85540 Haar b. München
Telefon 089 60 06 70
Telefax 089/45 60 06 80
info@c3-analysentechnik.de
www.c3-analysentechnik.de



**C3 PROZESS- UND
ANALYSETECHNIK**

C3 Prozess- und
Analysetechnik GmbH
Peter-Henlein-Straße 20
D-85540 Haar b. München
Telefon (089) 45 60 06 70
Telefax (089) 45 60 06 80
info@c3-analysentechnik.de